

BITO PharmaBOX – High-performance model

Temperatuurbereik overzicht



ALLE COMBINATIES IN ÉÉN OVERZICHT

Temperatuurbereik BITO PharmaBOX high-performance model

Afmetingen bak	Inhoud	Aantal koelelementen (stuk)	Temperatuurbereik	Koeltijd
400 x 300 mm	4 liter	4 (1x PCM* set)	+2°C tot +8°C	43 u (ISTA 7E)
600 x 400 mm	15 liter	8 (2x PCM* sets)	+2°C tot +8°C	37 u (ISTA 7E)
600 x 400 mm	15 liter	12 (3x PCM* sets)	+2°C tot +8°C	48 u (ISTA 7E)
600 x 400 mm	15 liter	16 (4x PCM* sets)	+2°C tot +8°C	80 u (ISTA 7E)

* Wat zijn PCM's, fase-overgangsmaterialen (Phase Change Materials)? Fase-overgangsmaterialen zijn materialen waarvan de faseverandering van vast naar vloeibaar en andersom wordt gebruikt om warmte/koude op te slaan en af te staan. Hierdoor wordt warmte of koude voor een beperkte tijd opgeslagen. Het materiaal absorbeert warmte uit de omgeving wanneer het smelt, waardoor de omgeving wordt afgekoeld. Wanneer de temperatuur daalt, stolt het materiaal en wordt de warmte teruggegeven aan de omgeving.

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4

Pagina 5

BITO PharmaBOX – High-performance model

Temperatuurprofiel nr. 1

High-performance isolerende inzetbox

Inhoud 4 liter

Geschikt voor MB-bakken 400x300 mm




Geleverd met 1 PCM set
High-performance koelelementen
(1x4 koelelementen)

Temperatuurprofiel ISTA 7E – 72 uur zomer ☀️

High-performance isolerende inzetbox, inhoud 4 liter (MB-bak 400x300 mm)

+ 1 x PCM set (1x4 koelelementen): temperatuurbreik tussen 2° en 8° C



BITO PharmaBOX – High-performance model

Temperatuurprofiel nr. 2

High-performance isolerende inzetbox

Inhoud 15 liter

Geschikt voor MB-bakken 600x400 mm




Geleverd met 2 x PCM set
High-performance koelelementen
(2x4 koelelementen)

Temperatuurprofiel ISTA 7E – 72 uur zomer ☀️

High-performance isolerende inzetbox, inhoud 15 liter (MB-bak 600x400 mm)

+ 2 x PCM set (2x4 koelelementen): temperatuurbreik tussen 2° en 8° C



BITO PharmaBOX – High-performance model

Temperatuurprofiel nr. 3

High-performance isolerende inzetbox

Inhoud 15 liter

Geschikt voor MB-bakken 600x400 mm




Geleverd met 3 x PCM set
High-performance koelelementen
(3x4 koelelementen)

Temperatuurprofiel ISTA 7E – 72 uur zomer ☀️

High-performance isolerende inzetbox, inhoud 15 liter (MB-bak 600x400 mm)

+ 3 x PCM set (3x4 koelelementen): temperatuurbreik tussen 2° en 8° C



BITO PharmaBOX – High-performance model

Temperatuurprofiel nr. 4

High-performance isolerende inzetbox

Inhoud 15 liter

Geschikt voor MB-bakken 600x400 mm



Geleverd met 4 x PCM set
High-performance koelelementen
(4x4 koelelementen)



Temperatuurprofiel ISTA 7E – 72 uur zomer ☀️

High-performance isolerende inzetbox, inhoud 15 liter (MB-bak 600x400 mm)

+ 4 x PCM set (4x4 koelelementen): temperatuurbreik tussen 2° en 8° C

